

Анализатор электролитов *EasyLyte EXPAND*



ПРОСТО новый EasyLyte!



Определяемые параметры: Na K Cl Ca/Li*

Пробы: 100 мкл плазмы, сыворотки или цельной крови

40 мкл мочи в разведении 1:10

Системы взятия крови с антикоагулянтом – литий гепарин
или натрий гепарин

Производительность: до 60 проб в час

Возможность подключения автоподатчика**

Особенности:

- русифицированный интерфейс
- простое управление двумя кнопками
- все рабочие растворы и емкость для отходов расположены внутри сменного пака
- до 1500 исследований на 1 паке (зависит от потока)
- сменные необслуживаемые электроды
- автоматическая калибровка приборов по 1 точке перед каждой пробой или по требованию и по 2 точкам каждые 4 часа
- сохранение результатов измерений 125 проб и 20 контрольных материалов трех уровней

* Электрод Ca или Li на выбор пользователя

** Значение кальция в режиме автоподачи не отображается