

СОВРЕМЕННЫЙ ГЛЮКОМЕТР

SD CHECK GOLD

SD BIOSENSOR, Inc.



кат. № 01GC10

SD CHECK GOLD

- метод измерения: электрохимический, на основе глюкооксидазного метода
- объем пробы: 0,9 мкл
- время измерения: 5 секунд
- воспроизводимость: соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 15197
- автоматическая калибровка с помощью кодирующего чипа
- звуковой сигнал при получении результата
- большой жидкокристаллический дисплей высокого разрешения
- легко считываемые результаты измерений
- память на 400 результатов с регистрацией времени и даты
- расчет средних значений за 7, 14 и 30 дней
- автоматическое выключение
- выполнение более 5000 тестов до замены батарейки
- габариты: 44x92x18 мм



кат. № 01GS10
(50 шт)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Глюкометр передается
бесплатно при покупке
4-х упаковок тест-полосок



АНАЛИТИКА
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ С 1989 ГОДА

ЗАО «АНАЛИТИКА», Москва
тел./факс (495) 737 0363, 748 1168
www.analytica.ru, info@analytica.ru