

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР МОЧИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

Combilyzer 13



Габариты: 40x33x18.5 см. Вес 3.6 кг


- Производитель HUMAN (Германия)
- Анализ за 30-60 секунд
- Отражательная фотометрия
- Автоиндикация патологических результатов
- Встроенный термопринтер
- Полностью русифицированное меню
- Настольное исполнение



**МАКСИМАЛЬНОЕ
ЧИСЛО
ПАРАМЕТРОВ**



**АНАЛИЗАТОР ДЛЯ КЛИНИК
С ОБСТОЯТЕЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ**



**РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- Расчет соотношения альбумин / креатинин
- Возможность добавления цвета и мутности пробы в текст распечатки результатов анализа
- Память на 1000 результатов анализов и 50 результатов контроля качества

13 ПАРАМЕТРОВ + СООТНОШЕНИЕ ALB / CREA

билирубин
уробилиноген
кетоны
глюкоза

кровь (эритроциты/
гемоглобин)
лейкоциты

удельный вес
креатинин
микроальбумин

аскорбиновая кислота
нитриты
белок
pH



При необходимости полоски можно использовать для визуального учета результатов анализа



ЗАО «АНАЛИТИКА»

Москва, пр-д Серебрякова, д.2, к.1
+7 495 748 1339, +7 800 200 1989
vet@analytica.ru vet.analytica.ru

ЗАО «АНАЛИТИКА» - авторизованный представитель
компании HUMAN (Германия) с 1994 года в РФ

24.06.19