



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОШЕРЫ

Atlantis / Atlantis 4

кат. № G021101 / G021102



РЕЖИМЫ ПРОМЫВКИ

придонная, с переполнением, с замачиванием, со встряхиванием

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип, скорость и интенсивность дозирования • объем и вид промывочной жидкости • время и интенсивность встряхивания • время и интенсивность аспирации • характеристики микро-планшета • последовательность и количество циклов промывки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8-канальная промывочная насадка (опция - 12- или 16-канальная)
• программирование и хранение в памяти до 50 процедур по 8 циклов промывки в каждой (максимально), до 20 режимов для каждого цикла и до 20 типов микропланшетов • количество промывочных жидкостей: 2 (Atlantis, кат. № G021101) или 4 (Atlantis 4, кат. № G021102) • дозируемый объем - 50–2000 мкл • точность дозирования < 5% (для 300 мкл) • остаточный объем жидкости в ячейке не более 1 мкл • время аспирации 0–10 сек • время замачивания - до 1000 сек

ОСОБЕННОСТИ

простота программирования (5-кнопочная клавиатура, дисплей на 2x16 символов) • удобство в работе и обслуживании • автоматическая периодическая самопромывка • прозрачная брызгозащитная крышка • низкий уровень шума • датчики уровня жидкости в бутылках (опция) • возможность программирования и управления с внешнего компьютера (опция)

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 21x46x21 см

ВЕС: 6,2 кг

