



ПЛАНШЕТНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

Expert Plus

кат. № G020150



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 загружаемый 96-луночный планшет
- 8-канальное фотометрирование
- колесо фильтров на 6 позиций
- стандартные наборы фильтров 405, 450, 492 и 620 нм
- диапазон измерений: 0,000 – 4,000 единиц ОП (систематическая ошибка < 1%, CV < 0,5%)
- качественные, количественные и кинетические методы измерения
- возможность использования до 16 калибраторов в повторах
- расширенные возможности анализа данных и программирования параметров контроля качества
- память на 120 методик и на 100 результатов измерений
- возможность пересчета результатов измерений с использованием других расчетных параметров
- встроенный шейкер (4 режима встряхивания по выбору)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

фотометрирование 96-луночного планшета на одной длине волны – 5 секунд

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 27х43х24 см

ВЕС: 12 кг

