

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОАНАЛИЗАТОР

DREW-3



кат. № BAS-9001-181

- **ДОСТУПНЫЙ**
- **КОМПАКТНЫЙ**
- **НАДЕЖНЫЙ**

Базовые характеристики

- дифференцировка лейкоцитов на 3 субпопуляции
- 18 определяемых параметров: WBC, Lymph#, Gran#, Mids#, Lymph%, Gran%, Mids%, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Plt, MPV, Pct, PDW, гистограммы для Plt, RBC и WBC
- принцип определения: кондуктометрия
- возможна работа в режиме с предразведением
- пробы: 10 и 25 мкл (режим с разведением)
- производительность: до 60 проб в час
- память на 1000 результатов анализов с гистограммами
- встроенный контроль качества: 6 уровней по 100 результатов
- режим проверки воспроизводимости
- экономное расходование реагентов (пак на 350 исследований, вес 6.5 кг)
- большой цветной сенсорный ЖК-дисплей (640x480 точек)
- русифицированное меню
- интерфейсы: RS232C и Ethernet (TCP/IP)
- габариты: 32x37x35 см (с реагентным пакетом)
- вес прибора: 9,5 кг

Воспроизводимость

Параметр	Диапазон линейности	CV%
лейкоциты ($10^9/л$)	0.6 – 100	< 2.5
эритроциты ($10^{12}/л$)	0.25 – 8	< 2.0
гемоглобин (г/л)	6.0 – 240	< 1.5
средний объем эритроцитов (фл)	45 – 140	< 1.0
тромбоциты ($10^9/л$)	10 – 2000	< 5.0



АНАЛИТИКА
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ С 1989 ГОДА

ЗАО «АНАЛИТИКА», Москва
тел./факс (495) 737 0363, 748 1168
www.analytica.ru, info@analytica.ru
www.аналитика.пф