

Анализатор мочи Combilyzer 13



Combilyzer 13 - современный анализатор для определения параметров мочи при помощи тест-полосок (сухая химия). Совместно с анализатором используются тест-полоски Combina 13 (100 шт. в упаковке) для определения 13 параметров: билирубина, уробилиногена, кетонов, глюкозы, белка, крови (эритроциты/гемоглобин), pH, нитритов, лейкоцитов, удельного веса / плотности, аскорбиновой кислоты, креатинина и микроальбумина.

Основные характеристики

- отражательная фотометрия
- возможность выбора единиц измерения
- автоиндикация патологических результатов
- встроенный термопринтер, L=57 мм
- последовательный порт RS 232



Производительность

- 60 проб в час в автоматическом режиме
- 120 проб в час в ускоренном режиме

Особенности

- расчет соотношения альбумин / креатинин
- русифицированное меню
- память на 1000 результатов анализов и 50 результатов контроля качества
- возможность добавления цвета и мутности пробы в текст распечатки результатов анализа
- возможность работы с внешними принтером и сканером штрих-кодов

