



# АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ИФА ELISYS UNO

## HUMAN, Германия

Качество продукции компании HUMAN обеспечивается системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с международными стандартами ИСО 13485:2003 и ИСО 9001:2000

**ELISYS UNO**

(Р/У № 2007/00910 от 21.12.2007)



кат. № 17350H

### Основные характеристики

- анализатор «открытого» типа
- 1 загружаемый 96-луночный микропланшет
- русифицированное меню
- предварительное разведение образцов – до 96 пробирок
- одновременное проведение до 8 различных анализов на одном планшете
- термостат (25°C, 37°C)
- встроенный шейкер
- контроль качества (кривые Леви-Дженнинга)
- необходимы внешний компьютер и принтер

### Фотометр

• одно- и двухволновое измерение • спектральный диапазон: 400-700 нм • стандартный набор фильтров: 405, 450, 490, 630 нм • диапазон измерения: от 0 до 3,000 единиц ОП • точность: +/- 1% (0-1,500 единиц ОП), +/- 2% (1,500 – 3,000 единиц ОП) • режимы расчета результатов: оптическая плотность, по cut-off, по одному калибратору, по нескольким калибраторам, по калибровочной кривой (кусочно-линейная, линейная, нелинейная, экспоненциальная, логарифмическая регрессия, кубическая сплайн-функция)

### Система пипетирования

- дозатор: одноканальный с моющимся наконечником
- диапазон дозирования: от 2 мкл до 1950 мкл
- время внесения реагентов и проб (1 планшет): 15 минут



### Промывка

- 8-канальная промывочная головка
- 2 промывочных раствора
- предусмотрена придонная промывка

### Условия эксплуатации

температура окружающей среды: от +18°C до +35°C  
относительная влажность: не более 85%

**Габариты:** (ДхШхВ) 86х51х40 см

**Вес:** 35 кг

ЗАО "АНАЛИТИКА" - эксклюзивный представитель компании HUMAN GmbH в РФ.

ЗАО "АНАЛИТИКА" Телефон: (495) 737 0363, 748 1168 Факс: 737 0365  
129343 Москва а/я 93 E-mail: info@analytica.ru http://www.analytica.ru