

ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ



AIA-360



Габариты: 40x40x52 см. Вес 27 кг

- Производитель TOSOH (Япония)
- Полный автомат
- Анализ за 20 минут
- До 25 проб и 25 тестов одновременно
- Дозагрузка образцов и реагентов без остановки выполняемого анализа
- Возможность использования первичных пробирок для взятия крови
- Стабильность калибровки от 90 дней
- Сенсорный монитор и встроенный принтер



**БЫСТРЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ
ТЕСТЫ**



**ТЕХНОЛОГИЯ
АНАЛИЗА
В РЕАКЦИОННЫХ
КАПСУЛАХ**



**РЕКОМЕНДОВАНО
ВЕДУЩИМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ***

АНАЛИЗЫ В ЛЮБОЙ КОМБИНАЦИИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Кошки	Собаки		Лошади
Т4 общий Т4 свободный Т3 общий кортизол	тропонин I прогестерон кортизол инсулин эстрадиол	Т4 общий Т4 свободный Т3 общий паратиреоидный гормон	Т4 общий Т4 свободный прогестерон кортизол

* Список публикаций предоставляется по запросу



ЗАО «АНАЛИТИКА»

Москва, пр-д Серебрякова, д.2, к.1
 +7 495 748 1339, +7 800 200 1989
 vet@analytica.ru vet.analytica.ru

ЗАО «АНАЛИТИКА» - авторизованный представитель
 компании TOSOH (Япония) с 2013 года в РФ