

# Механические коагулометры КС 1 DELTA и КС 4 DELTA



## Основные характеристики

- Методы исследования: клоттинговые тесты (определение времени образования сгустка)
- Объем реакционной смеси – 150 мкл
- Старт – ручной или автоматический (стартовая пипетка входит в комплект поставки)
- Жидкокристаллический дисплей
- Автоматический расчет МНО
- Распечатка результатов на внешнем термопринтере
- Гемолиз, липемия, иктеричность проб не влияют на результат
- Возможность работы с капиллярной кровью

## Определяемые показатели

Протромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время и другие показатели, определяемые клоттинговыми тестами



кат.№ G05000

## КС 1 DELTA

Одноканальный полуавтоматический коагулометр

- 4 позиции для термостатирования проб и 1 для реагента



кат.№ N04000

## КС 4 DELTA

Четырехканальный полуавтоматический коагулометр

- 8 позиций для термостатирования проб и 5 для реагентов
- расчет % по Квику
- сохранение калибровок (протромбиновое время, факторы, фибриноген) в энергонезависимой памяти прибора
- зона пробоподготовки – 4 штатива на 16 кювет
- выполнение анализов – по тестам, по пациентам, срочные анализы