



Закрытое акционерное общество "АНАЛИТИКА"

129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1, а/я 93
т. (495) 748-11-69, 737-03-63, 748-11-71, ф. (495) 737-03-65

Акт приема-передачи прибора в ремонт

(заполняется при отправке прибора в ремонт)

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование прибора _____

Серийный номер _____

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отправитель (контактное лицо), ФИО, должность, организация _____

Контактный телефон, e-mail _____

Пользователь прибора (ЛПУ, отделение) _____

_____ Контактный телефон пользователя _____

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ (согласовать по телефону с сервисным отделом т. (495) 748-11-71)

№	Наименование	Кол-во

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Прибор и принадлежности были обеззаражены, биологические вещества ликвидированы.
- Проведено осушение прибора.
- Отсоединены разъемы проводов и трубок. Закрыты разъемы трубок стандартными заглушками или заклеены малярным скотчем (пластырем).
- Упаковка. Рекомендуется использовать штатную упаковку. Нештатная упаковка должна обеспечивать сохранность прибора при транспортировке. Рекомендуем использовать коробку, чтобы с каждой стороны прибора оставалось не менее 10 см для заполнения транспортировочным материалом. В качестве транспортировочного материала рекомендуем использовать: поролон, пенопласт, мятую бумагу, специальный пенопластовый наполнитель, воздушно-пузырьковую пленку. На коробке необходимо указать наименование и адрес отправителя.

При несоблюдении вышеуказанных правил Получатель вправе отказать в ремонте, либо выставить счет на оплату дополнительных работ, связанных с проведением обеззараживания и устранения неисправностей, возникших в результате неправильной транспортировки.

Отправитель _____/_____/_____ Получатель _____/_____/_____