



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОШЕР-ИНКУБАТОР ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ COMBIWASH HUMAN, Германия

Качество продукции компании HUMAN обеспечивается системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 9001:2000

CombiWash

(Р/У № ФСЗ 2011/09137 от 25.02.2011)



кат. № 18460

Особенности

- вошер, шейкер и инкубатор в одном приборе
- контроль уровня жидкостей во всех емкостях
- программируемый режим автоматической промывки и заполнения буфером
- автоматическая промывка системы при выключении прибора
- большой ЖК-дисплей
- удобное меню пользователя, наличие "быстрых клавиш"

Основные характеристики

Вошер

- планшет на 96 лунок с плоским, U- и V-образным дном
- промывка целого планшета и отдельных стрипов
- 3 емкости для различных промывающих растворов
- 8-канальная гребенка (12-канальная – опция)
- режимы – с перекрестной аспирацией, с придонной аспирацией, замачивание, встряхивание
- до 100 программ промывки в памяти прибора
- программирование до 99 циклов промывки
- дозируемый объем – от 10 мкл до 3 мл на лунку с шагом в 1 мкл
- остаточный объем жидкости в лунке – не более 5 мкл
- время замачивания и встряхивания – до 24 часов

Шейкер

- программируемые время (до 24 часов) и интенсивность встряхивания

Инкубатор

- два 96-луночных планшета одновременно
- температура – комнатная, 25°C, 30°C, 37°C
- продолжительность инкубации – до 18 часов
- звуковой сигнал по завершении инкубации

Габариты: (ДхШхВ) 45 x 39 x 19 см **Вес:** 13 кг

ЗАО "АНАЛИТИКА" - эксклюзивный представитель компании HUMAN GmbH (Германия) в России.

ЗАО "АНАЛИТИКА" Телефон: (495) 737 0363, 748 1168 Факс: 737 0365
129343 Москва а/я 93 E-mail: info@analytica.ru http://www.analytica.ru