



Быстрое определение скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом

Определение скрытой крови в кале является основным скрининговым исследованием на наличие рака прямой кишки или кровоточащей аденомы, а также важным диагностическим тестом для выявления других заболеваний, сопровождающихся желудочно-кишечными кровотечениями. Тест



позволяет установить диагноз рака прямой кишки на ранних стадиях, что существенно снижает уровень смертности, вызванной этим заболеванием. Именно поэтому тест был введен в новый «Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» (утв. Приказом МЗ РФ от 26.10.2017 № 869н), предусматривающий регулярное исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года - п. 13.12).

Данное исследование является обязательным и входит в «Номенклатуру медицинских услуг» (утв. Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н):

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь,

A09.19.001.001 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом.

ЗАО «АНАЛИТИКА» предлагает бесприборные качественные иммунохроматографические экспресс-тесты **Hexagon OBtI** (HUMAN, Германия, – РУ ФСЗ 2010/08781 от 21.06.2019) для определения скрытой крови в кале. Иммунохроматографический метод определения человеческого гемоглобина имеет ряд существенных преимуществ:

- высокая чувствительность и специфичность,
- простая методика анализа,
- не требуется соблюдение специальной диеты перед обследованием,
- не требуется специальная подготовка медицинского персонала,
- короткое время анализа (10 минут),
- наборы тестов содержат все необходимое для проведения анализа,
- не требуется применение какого-либо оборудования,
- визуальный учет с простой интерпретацией результата,
- диагностикумы всегда в наличии на складе.



Получить более подробную информацию о тестах, а также заказать их можно [на нашем сайте](#).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кат. №
Анализ кала на скрытую кровь, 24 теста в наборе (тест-кассеты). В составе набора: тест-кассеты, пробирки с буфером и аппликаторами для взятия образцов, наклейки для записи данных о пациенте	28009