



## HiMax 5K

РУ № ФСЗ 2009/04959 от 12.08.2009



кат.№ 15300/2

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диапазон скоростей центрифугирования: 1000-4100 об/мин
- максимальное ускорение 2819 g
- время центрифугирования: 1-99 мин, наличие непрерывного режима работы
- комплектуется угловым или (и) бакет-ротором
- максимальная загрузка: бакет-ротора 4x100 мл, углового ротора 12x15 мл

### ОСОБЕННОСТИ

- легкость программирования режимов работы
- система блокировки крышки до полной остановки
- охлаждение проб потоком воздуха
- возможность центрифугирования пробирок различных типоразмеров (1,5-100 мл)
- наличие детекторов дисбаланса ротора и перегрева двигателя
- возможность автоклавирования аксессуаров центрифуги (роторов, адаптеров, вставок)

**Габариты:** 38x46,5x33,5 см

**Вес:** 25 кг